

**SpherHA - INFORMATIONEN FÜR DEN PATIENTEN -  
INTERNATIONALE IMPLANTATKARTE**  
In Übereinstimmung mit Artikel 18 der Verordnung 2017/745

Sprache: Deutsch

07-03-2025 Rev.01

**en** Bone substitute / **de** Knochenersatz / **el** Υποκατάστατο οστών / **es** Sustituto óseo / **fr** Hydrolysat de collagène / **it** Sostituto osseo / **pl** Substytut kości / **pt** Substituto de osso / **ro** Substituent osos / **tr** Kemik ikamesi

**MD** SpherHA **REF** SHA-D0501 **LOT** YYNNNN **UDI** 

**UDI: (01)805404203NNNN(17)YYMMDD(10)YYNNNN**

 Tiss'You S.r.l.  
Strada di Paderna. 2 47895 Domagnano (RSM)



**WARNHINWEISE FÜR PATIENTEN:**

Da das SpherHA-Medizinprodukt für einen professionellen Anwender bestimmt ist, wird dem Patienten empfohlen, die Anweisungen des implantierenden Arztes zu befolgen.

**LEBENSDAUER DES GERÄTS:**

Wenn es keine externen Faktoren gibt, die den Prozess beschleunigen oder verzögern, erfolgen Abbau und Umbau bei SpherHA Porous Chips, Injectable Paste und Mouldable Crunch in der Regel innerhalb von 6-8 Monaten und bei SpherHA Dense Granules innerhalb von 12-14 Monaten.

**KOMPONENTEN DES GERÄTS:**

Das Gerät besteht aus nano-strukturiertem Hydroxylapatit (nano-HA).



## INTERNATIONAL IMPLANT CARD



---



---



---



[www.tissyou.com/patient-info](http://www.tissyou.com/patient-info)



**SYMBOLE:** Die folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der auf der Implantatkarte abgebildeten Symbole gemäß der Norm UNI CEI EN ISO 15223-1:2021:

	Hersteller
	Produkt-Code
	Losnummer
	Medizinisches Gerät
	UDI als AIDC-Format
	Datum der Implantation
	Identifizierung des Patienten
	Name und Anschrift der implantierenden Gesundheitseinrichtung/des implantierenden Gesundheitsdienstleisters
	Website zur Patienteninformation