

	<h1>SpherHA</h1>	
Sustituto óseo sintético basado en HA nanoestructurado	Fecha: 07-03-25 Rev. 01	
INFORMACIÓN AL PACIENTE		Página1 de 2

SpherHA - INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE - INTERNATIONAL IMPLANT CARD

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento 2017/745

idioma: español

07-03-2025 Rev.01

en Bone substitute / **de** Knochenersatz / **el** Υποκατάστατο οστών / **es** Sustituto óseo / **fr** Hydrolysat de collagène / **it** Sostituto osseo / **pl** Substytut kości / **pt** Substituto de osso / **ro** Substituent osos / **tr** Kemik ikamesi

MD SpherHA
 REF SHA-D0501
 LOT YYNNNN
 UDI



UDI: (01)805404203NNNN(17)YYMMDD(10)YYNNNN


Tiss'You S.r.l.
 Strada di Paderna. 2 47895 Domagnano (RSM)



ADVERTENCIAS PARA EL PACIENTE:

Dado que el dispositivo médico SpherHA está destinado a un usuario profesional, se aconseja al paciente que siga las instrucciones del profesional que lo implante.

VIDA ÚTIL DEL APARATO:

En ausencia de factores externos que aceleren o retrasen el proceso, la degradación y remodelación suelen producirse en un plazo de 6-8 meses para SpherHA Chips Porosos, Pasta Inyectable y Crunch Moldeable, y de 12-14 meses para SpherHA Gránulos Densos.

COMPONENTES DEL DISPOSITIVO:

El dispositivo consiste en hidroxapatita nanoestructurada (nano-HA).

Sustituto óseo sintético basado en HA nanoestructurado

Fecha: 07-03-25

Rev. 01

INFORMACIÓN AL PACIENTE

Página 2 de 2


INTERNATIONAL IMPLANT CARD

 _____

 _____

 _____


www.tissyou.com/patient-info



SÍMBOLOS: La siguiente tabla muestra el significado de los símbolos que aparecen en la tarjeta de implante, según la norma UNI CEI EN ISO 15223-1:2021:

	Fabricante
	Código del producto
	Número de lote
	Productos sanitarios
	UDI como formato AIDC
	Fecha de implantación
	Identificación del paciente
	Nombre y dirección de la institución/proveedor sanitario implantador
	Sitio web de información al paciente